

FAX



075-751-3205

京大病院 呼吸器内科外来、薬剤部吸入指導チーム 御中

下記の再評価の通り、指導できたことを報告します。

指導日と薬局名、指導者名を記載

指導日 年 月 日 薬局 薬剤師

pMDI(クローズドマウス法)の説明手順・吸入評価項目

指導した項目・出来た項目には☑印がつけてあります。

説明手順	初回評価	再評価 (薬局用)	項目
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①残カウンターの確認 ▶ 残量カウンターに0が表示された場合は新しいものと交換する
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	②振とうする(全ての pMDI 製剤) ▶ キャップを外す ▶ ボンベの中の薬が均一になるように振る * 一週間以上使用しなかった場合は、ボンベを押して2回空噴射する
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③息の吐き出し ▶ 無理をしない程度に十分息を吐き出す ▶ 舌を下げ、のどを広げた状態にする
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	④(クローズドマウス法)吸入する ▶ 息をゆっくりと吸い込みながらボンベの底を強く1回押す * 吸入口をかるくくわえて吸入する
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤息こらえ ▶ 吸入後は数秒間(無理をしない程度に)息を止める(鼻からの息も止める) ▶ 医師の指示によりもう1回吸入する場合は、③~⑤の操作を繰り返す
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑥カバーを閉じる ▶ アダプターにキャップをつける ▶ 医師の指示によりもう1回吸入する場合は、①~⑤の操作を繰り返す
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦うがいをする ▶ 吸入後は口に残った薬を洗い流すためにうがいを実施する

指導上気になったこと

再評価欄にできている項目を✓してください

指導で気になったことや医師への報告事項等を記載してください

出来なかった項目について重点的に吸入指導をお願いします。

吸入指導後に再度評価をしていただき、075-751-3205までFAXして下さい。

外来主治医に報告させていただきます。

ご不明な点ありましたら、京都大学医学部附属病院薬剤部(075-751-3580)までご連絡ください。